


モニタレンタル、 始めます。



 日本光電 ベッドサイド心電図モニタ

こんなとき、ご相談ください!

- 購入予算確保が難しく、レンタルで台数を賄いたい
- 機器メンテナンスや維持コストを削減したい
- 急な患者対応や、既存機器の修理対応のため、
短期間だけ使用したい



【レンタル開始までの流れ】

- Step1: 営業担当、または最寄の拠点までご連絡ください
- Step2: レンタル開始前に、モニタ設置場所の状況確認に伺います
※状況によってはアンテナ工事が必要となる場合がございます
なお設置にかかる費用は設置施設負担とさせていただきます
- Step3: ご希望日よりレンタル開始となります

お気軽に



お電話を!

- レンタル期間は2週間、もしくは1ヶ月単位となります
- 価格については営業担当へお問い合わせください

【機器管理元】株式会社メディカルジャパン（メンテナンス認定取得済）

必要なものを、必要なときに。
三笑堂は、医療経営の合理化に貢献します。



医用テレメーター ・WEP-5204 (最大4人用)



医療機器認証番号：22000BZX01440000
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

- ・15型カラー液晶ディスプレイに、最大4人分の患者データを同時表示。
- ・患者すべてのアラーム上下限をひとつの画面上で確認・設定。
- ・アラームステータスレビュー搭載、個々に適したアラーム管理が可能に。
- ・メインのアラームインジケータに加え、個々の画面サイドにもアラームインジケータを用意。緊急度に応じて、赤・黄・青に光るので、離れた場所からでも確認が容易に。
- ・不整脈解析アルゴリズム ec1 を搭載、不整脈検出率の向上と誤アラームの低減を実現。
- ・バッテリーで約30分動作できるので、電源瞬断対策にも。

ディスプレイ	15型TFTカラーLCD ノンフェイド・ムービング/フィックスド方式
波形表示項目	心電図(最大2波形)、呼吸曲線、脈波
数値表示項目	心拍数、VPC数、STレベル、非観血圧値、SpO ₂ 、脈拍数、体温、呼吸数
電源	AC100V 90VA (AC電源使用時)、 DC9.6V 90W (オプションのバッテリーパック使用時)
寸法・質量	幅457×高さ387×奥行201mm (本体のみ、突起部含まず) 9kg

ベッドサイドモニタ ・Vismo PVM-2703



医療機器認証番号：22300BZX00461000
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

- ・軽くてコンパクトな3.5kgのボディに10.4インチの大画面モニタを採用。ガイド機能つきで操作も楽々。
- ・病棟はもちろん、救急外来やHCU、搬送時など様々なシーンで利用可能。

ディスプレイ	10.4型TFTカラーLCD フィックスド方式、最大5トレース
波形表示項目	心電図(最大2波形)、呼吸曲線、脈波
数値表示項目	心拍数、VPC数、STレベル、呼吸数、SpO ₂ 値、脈拍数、 非観血圧値(最高/最低/平均)、体温
電源	AC100V 70VA (AC電源使用時) DC9.6V 40W (内部バッテリー使用時、約3時間連続使用可) (※) ※メーカー指定条件下の場合
寸法・質量	幅283×高さ240×奥行143mm (本体のみ、突起部含まず) 約3.5kg (本体のみ)

送信機 ・ZS-630P



医療機器認証番号：224ADBZX00144000
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

- ・有機ELのカラー画面で波形チェックも見やすく。
- ・125gの手のひらサイズと、患者負担も軽減。
- ・心電図・呼吸・SpO₂値を測定・送信。心電図とSpO₂はそれぞれ単独での測定も可能。
- ・防水構造のため、清掃・消毒が可能(※防水電池カバー使用時)。

測定項目	心電図、呼吸、SpO ₂
表示項目	波 形：心電図、脈波 数 値：脈拍数、SpO ₂ その他：チャンネル、メッセージ、アラーム中断アイコン、電池残量、 脈拍動同期マーク、脈波バーグラフ など
無線設備区分	A型
電源	単3アルカリ一次電池X2本
寸法・質量	幅64.5×高さ97.5×奥行30mm 約125g (電池、および付属品含まず)

●レンタルに関するお問い合わせは・・・

真ん中に笑顔がある会社。



三笑堂

<http://www.sanshodoh.co.jp>

本 社 TEL:075(681)5131
大阪支店 TEL:072(831)1030
堺支店 TEL:072(261)3410
滋賀支店 TEL:077(553)6888
新神戸支店 TEL:078(303)7878
東京支店 TEL:03(3762)3410

舞鶴支店 TEL:0773(64)1162
新大阪支店 TEL:06(6889)1010
東大阪支店 TEL:072(928)3410
神戸支店 TEL:078(974)7777
奈良中央支店 TEL:0742(32)3410